



**OXITER<sup>®</sup>**

Umidificatori  
monopaziente

Single-patient  
humidifier

**f/m**  
**flow-meter**  
MEDICAL LINE

Umidificatore  
monopaziente  
per ossigenoterapia

CE  
0546

## Umidificatore monopaziente per ossigenoterapia

L'umidificatore monopaziente OXITER®, rappresenta la nostra risposta alle esigenze di praticità e sicurezza per l'ambiente ospedaliero, sia nei trattamenti di terapia continuativa che di quelli di emergenza, per il primo soccorso e per l'impiego a domicilio. La qualità dei materiali impiegati lo rendono estremamente affidabile, garantendo sempre un trattamento ottimale del paziente ed una elevata economia di esercizio. Inoltre, la

semplicità dei componenti e la facilità di installazione e messa in funzione, annullano completamente ogni possibilità di errore. A questo infine si aggiunge la vasta gamma di accessori capaci di soddisfare qualsiasi tipo di applicazione in ambiente ospedaliero e non.

### Single-patient humidifier for oxygentherapy

The single-patient humidifier type OXITER® is our answer to the practicalness and the safety need

in the hospitals, both in the continuous therapy treatments and in the emergency ones, for first aid and for home use. The quality of the materials employed makes it extremely reliable in order to always grant to patients a good treatment together with an important use saving. Moreover, the simplicity of components and the installation facility completely cancel any possibility of mistake. There is also a wide range of accessories suitable to satisfy every kind of application in every ambient (hospital and not).



1. Raccordo filettato di connessione per il collegamento al flussimetro (filetto da 1/4" ISO 3253 F oppure 9/16" UNF).
2. Tappo in ABS comprendente il raccordo di collegamento per il flussimetro ed il portagomma di connessione per il tubo paziente.
3. Connessione di uscita con portagomma per tubo con diametro interno da 5 a 8 mm.
4. Bicchiere in polycarbonato con capacità da 300 ml.
5. Frazionatore.

1. Threaded connection to the flowmeter (thread 1/4" ISO 3253 F or 9/16" UNF).
2. ABS cover complete with connector to the flowmeter and hose connector to the patient tubing.
3. Outlet hose connector suitable for tubes with inner diameter from 5 up to 8 mm.
4. Jar made of polycarbonate with 300 ml capacity.
5. Bubble device.

Single-patient  
humidifier  
for oxygentherapy

Articoli  
per umidificatore  
monopaziente  
OXITER®



■ 000075000  
■ 000075010



■ 000020000  
■ 000020100



■ 000000555



■ 000290100



■ 000290000



■ 000270000

**Caratteristiche tecniche/Technical features**

**Potere di umidificazione con alimentazione ad ossigeno/Humidification power with oxygen supply**

	(Umidità relativa a 18.7°C/Relative humidity at 18.7°C)
In ingresso/Input	14%
In uscita/Output	89%
Dopo 2 mt. di tubo 0.5 con maschera/ After 2 mt. tube 0.5 with mask	73%

**Accessori/Accessories**

Codice/Item	Descrizione/Description
000075000	OXITER® 1/4" ISO 3253 F.
000075010	OXITER® 9/16" UNF F.
000020000	Flussimetro Rs da 15 L/min. ossigeno filettato da 1/4" gas/Flowmeter tupe Rs 15 l/m. O2 threaded 1/4" gas
000020100	Flussimetro Rs da 15 L/min. ossigeno filettato da 9/16"UNF/Flowmeter tupe Rs 15 l/m. O2 threaded 9/16"UNF
000000555	Tubo anti piega da 2 mt./Antifold tube length: 2 m
000290100	Mascherina monopaziente pediatrica con giunto snodato/Paediatric single-patient mask with jointed connection
000290000	Mascherina monopaziente per adulti con giunto snodato/Adult single-patient mask with jointed connection
000270000	Catetere facciale completo di tubo anti piega da 2 mt./Face catheter complete with 2 m. long antifold tube